

デジタル身長計

＊2台



測定結果は出力できません

素足でプレートに乗り、手動で身長を測定します。測定結果はデジタル表示されます。

ここに測定数値がデジタル表示されます。

サイズ: 100 × 50 × 30
収納箱: なし
測定補助人数: 1人
測定時間: ー

血管年齢測定器 (BCチェッカー)

＊2台

＊測定結果出力可能



ペースメーカーを装着している方は使用できません。



加速度脈波計を用い、指先で末梢血液循環の良否を測定することによって、運動過不足度をチェックすると同時に**血管年齢を測定します。**

波形パターンは（A+）～（Gー）の22種類あり、（A+）に近いほど末梢血液循環が良く、（Gー）に近いほど末梢血液循環は悪くなっています。

サイズ: 25 × 35 × 25
収納箱: あり
測定補助人数: 1人
測定時間: 2～4分
＊測定時間には個人差があります。