

体内脂肪測定器<小>

* 1台 * 測定結果出力可能

* 身長測定はできません。測定前に手入力が必要です。



! ペースメーカーを装着している方は使用できません。

- ★ 体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、測定筋肉量が一度で測定できます。
- ★ 測定は素足で行います。

サイズ：80×35×50
収納箱：なし
測定補助人数：1人
測定時間：約1分

ヘルスマーター(体脂肪計付)

* 1台



★超薄型 29.6 mm ★

! ペースメーカーを装着している方は使用できません。

X 測定結果は出力できません

- ★ 乗るだけで体脂肪と体重が同時にチェックできます。
- ★ 測定は素足で行います。
- ★ 単3乾電池4本使用

サイズ：5×35×50
収納箱：あり
測定補助人数：一
測定時間：約30秒



活力年齢計(体脂肪計付)

* 2台 * 測定結果出力可能

活齡 <かつとし>



! ペースメーカーを装着している方は使用できません。

あなたの活力年齢をご存知ですか？

活力年齢とは、人の生命に影響を与える血圧、血中脂質、体脂肪などの疾病因子情報に加え、運動時の生理的反応や体力情報をもとに算出する健康診断の指標です。

サイズ：45×45×35
収納箱：あり
測定補助人数：1人
測定時間：約3～5分(測定項目によって異なります)

- ★ タッチパネルで質問に答え、測定器を両手で握ると活力年齢及び体脂肪が測定できます。

<活力年齢の元となる測定項目(入力項目)>

- ・ 血圧
- ・ 総コレステロール
- ・ 中性脂肪
- ・ 持久力
- ・ バランス感覚
- ・ 俊敏性
- ・ 体脂肪率