

ストレスチェッカー

* 3台



 測定結果は出力できません

唾液を採取し、唾液中に含まれる消化酵素のひとつの唾液アミラーゼでストレス度を測定します。

サイズ: 4×9×13(本体)
収納箱: あり(11×36×45)
測定補助人数: 一
測定時間: 約1分

メタボリ先生

* 1台

* 測定結果出力可能



 **ペースメーカーを装着している方は使用できません。**

身長と体重を入力し、手指の脈波を測定することにより血管年齢と肥満度 (BMI) をチェックします。

サイズ: 54×40×55
収納箱: あり
測定補助人数: 1人
測定時間: 20秒~1分
* 測定時間には個人差があります。

- ・メタボリ先生測定時は、椅子に座りリラックスした状態で測定してください。
- ・測定には個人差があります。特に気温が低い冬などは測定できない方もいます。

SATシステム

* 1台

* 測定結果出力可能



約130種類ある実物大フードモデル (ICタグを内臓) を選んでトレーの上に乗せ、センサーボックスに乗せると瞬時に接続したパソコン画面にカロリー計算・簡易判定を表示させます。

サイズ: 17×40×50(SATシステム本体1箱)
31×38×58(フードモデル3箱)
収納箱: あり
測定補助人数: 1人
測定時間: 30秒

 パソコンは付属品ではありませんので各自ご用意していただきます。(インストールが必要になります)
接続可能なパソコンは限られておりますので事前にお問い合わせください!!